



A-Z Analytik-Zubehör

Eine Marke der
Klaus Ziemer GmbH

Das fängt ja gut an!

Angebot 1. Quartal 2018

08.01.2018



Seit dem 01.01.2018 sind wir, die Klaus Ziemer GmbH, autorisierter Fachhändler für SGE-Produkte. **SGE Analytical Science** ist einer der weltweit führenden Hersteller für Mikroliterspritzen, Chromatographie-Trennsäulen, GC-Liner, Ferrules und Verbindungstechnik.

Einführungsrabatt 25 %


auf alle SGE Mikroliter- und eVol-Spritzen.

Auszug aus dem Lieferprogramm: Standardspritzen 5 – 10 µl

Das vollständige SGE Syringe Programm finden Sie unter www.sge.com unter: Liquid Handling
Die wichtigsten Liquid Handling Produkte von SGE finden Sie in unserem aktuellen Katalog auf den Seiten 65-73.

Spezifikationen:

Kolben:	Edelstahl
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit:	±1% des dosierten Volumens
AD des Glaskörpers:	6,5 mm, 8 mm bei Spritzen für geführte Kolben
Skalenlänge:	54,1 mm

Art.-Nr. €/St.	Typ	Vol. µl	Länge mm	Gauge	AD mm	ID mm	Pst.	Ersatznadeln Art.-Nr. €/Pg. a 5 St.
Standard Spritzen mit geschütztem Kolben und fester Nadel								
								
6.001000 45,00	5F	5	50	26	0,47	0,11	2	
6.002000 31,00	10F	10	50	26	0,47	0,11	2	
6.002003 43,00	10F-7	10	70	26	0,47	0,11	2	
6.002005 58,00	10F-5C	10	50	26	0,47	0,11	AS	
Standard Spritzen mit geschütztem Kolben und auswechselbarer Nadel								
6.001050 58,00	5R	5	50	26	0,47	0,11	2	6.036110 39,00
6.002005 58,00	10R	10	50	26	0,47	0,11	2	6.037110 39,00

Listenpreise in €, **abzgl. 25% Sonderrabatt** + MwSt., Lieferungen innerhalb der BRD ab € 200,00 Gesamt-Nettoauftragswert, auch in Kombination mit anderen Artikeln, frei Haus. **Gültig bis 31.03.2018.**



Klaus Ziemer GmbH
Am Parir 27 · 52379 Langerwehe
Telefon 02423 / 40493-5 · Fax 02423 / 40493-88
E-Mail: info@ziemer-chromatographie.de

Besuchen Sie unseren **Online-Shop** unter: www.ziemer-chromatographie.de