

Folgende Informationen benötigen wir, damit wir Ihren Auftrag zu Ihrer Zufriedenheit ausführen können:
(Bitte für jeden Säulentyp ein eigenes Blatt ausfüllen)

1. Art.-Nr.	7.362999
2. Anzahl dieses Säulentyps	_____ Stück
3. Rohrmaterial	<input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> INNOSsteel <input type="checkbox"/> Sonstiges _____
4. Maße	Länge: _____ <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> cm <input type="checkbox"/> ft. Außendurchmesser: _____ <input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> inch Innendurchmesser: _____ <input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> inch
5. Abmessungen:	<input type="checkbox"/> Wenn nicht anders angegeben, behält sich Ziemer vor, den Wickeldurchmesser der Säulenlänge entsprechend zu wählen. <input type="checkbox"/> Muss speziellen Wickeldurchmesser haben. Bitte unter Pkt. 10 angeben und Zeichnung/Skizze beilegen
6. Packungsmaterial	<input type="checkbox"/> unbelegt <input type="checkbox"/> belegt Trägermaterial: _____ Korngröße: _____ mesh Stationäre Phase/Belegung : _____ Konzentration: _____ % Weitere Phase/Belegung und Konzentration: _____ %
7. Fittings	<input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> Shimadzu-Anschlüsse <input type="checkbox"/> Messing <input type="checkbox"/> ohne
8. Konditionieren unter N₂	<input type="checkbox"/> ohne <input type="checkbox"/> Konditionieren mit einem <input type="checkbox"/> konditionieren anderem Trägergas: _____
9. Testen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
10. Bemerkungen und sonstige Angaben:	_____ _____ _____ _____

Ihren Ansprechpartner für die GC erreichen Sie unter gc@ziemer-chromatographie.de
oder telefonisch unter 02423-40493-78