

Gaschromatographie mit gepackten Säulen



Gepackte GC-Trennsäulen mit 1 und 2 mm ID (**INNOSteel 2,1 mm ID**)

Preise inkl. Füllmaterial, **Art.-Nr.-Gruppe 7.362999**

Konditionierung und Säulentest gegen Aufpreis: siehe Tabelle



INNOSteel: Edelstahlrohr, innen Silica-beschichtet und deaktiviert für höchste Ansprüche

Länge		1 mm ID		Säulen mit 2 mm ID (INNOSteel 2,1 mm ID) (Volumen ca. 1 ml/ft.)				
ft.	m	SS-Rohr 1/16" AD ohne Fittings €/St.	INNOSteel- 1/16" AD ohne Fittings €/St.	nur füllen ²⁾ €/St.	SS-Rohr 1/8" AD ohne Fittings €/St.	SS-Rohr 1/8" AD SS-Fittings €/St.	INNOSteel 1/8" AD SS-Fittings €/St.	SS-Rohr 1/8" AD Shimadzu ¹⁾ €/St.
1		87,00	-	81,00	85,00	107,00	119,00	-
2		98,00	-	90,00	96,00	118,00	142,00	159,00
3	1,0	109,00	179,00	99,00	107,00	129,00	165,00	170,00
5	1,5	131,00	204,00	117,00	129,00	151,00	211,00	193,00
6	1,8	142,00	229,00	126,00	140,00	162,00	234,00	203,00
7	2,0	153,00	254,00	135,00	151,00	173,00	257,00	214,00
8	2,5	164,00	279,00	144,00	162,00	184,00	280,00	225,00
9		-	-	153,00	173,00	195,00	303,00	-
10	3,0			162,00	184,00	206,00	326,00	247,00
12	3,5			180,00	206,00	228,00	372,00	269,00
13	4,0			189,00	217,00	239,00	396,00	280,00
15	4,5			207,00	239,00	261,00		302,00
17	5,0			225,00	261,00	283,00		324,00
20	6,0			252,00	295,00	316,00		357,00
Diff./ft.		11,00	25,00	9,00	11,00	11,00	23,00	11,00
Art.-Nr. Konditionieren Stickstoff		7.362500 40,00		7.362500 40,00				
Art.-Nr. Konditionieren Helium		7.362500-He 60,00		7.362500-He 60,00				
Art.-Nr. GC-Test Stickstoff		7.362512 80,00		7.362512 80,00				
Art.-Nr. GC-Test Helium		7.362512-He 100,00		7.362512-He 100,00				

Alle Preise auf dieser Seite zzgl. MwSt., gültig vom 01.03.2021 bis 31.03.2022

- 1) 1/8"-AD-SS-Rohr x 2 mm ID mit original **Shimadzu-Anschlüssen** (siehe Abbildung)



- 2) Bei Stellung der Leersäule 2 mm ID

Preise laut obenstehender Tabelle für Füllung mit:

Chromosorb A, 750, Silikagel, Aluminiumoxid, Aktivkohle, Molekularsieb 5Å, 13X

Zuschläge auf die Preise für Füllung mit:

Chromosorb P-Serie	3,00 €/ft.
Chromosorb W- und G-Serie	4,00 €/ft.
Porapak-Typen, HayeSep-Typen	6,00 €/ft.
Tenax TA	7,00 €/ft.
Chromosorb 100er Serie	11,00 €/ft.
Carbosieve S-II, S-III	auf Anfrage



INNOSteel-Rohr (links)
1/8" AD x 2,1 mm ID
Mikrogepackte Säule (rechts)
1/16" AD x 1,0 mm ID



Klaus Ziemer GmbH - Am Parir 27 - 52379 Langerwehe

Telefon 024 23 / 40493-5 · Fax 024 23 / 40493-88

E-Mail: info@ziemer-chromatographie.de

Besuchen Sie unseren **Online-Shop** unter: www.ziemer-chromatographie.de