

Flowmeter HPLC



- Für Flüssigkeitsströme
- LCD-Anzeige für Messwert und Füllstand
- RS-232-Schnittstelle
- Kalibrierbar
- Auch für aggressive Medien
- Lieferung mit Stativ, Netzteil, Abfallbecher, Anleitung, Zertifikat, Tragekoffer

Technische Spezifikationen:

Messbereich	0,05 ... 10 ml/min
Modus	Volumetrisch
Messvolumen	Ca. 400 μ l
Genauigkeit	Besser 1%
Reproduzierbarkeit	Besser 1%
Auflösung	0,0001 ml/min
Anzeige	LCD-Display
Ausgabe	RS-232-Schnittstelle
Stromversorgung	24 V DC
Abmessungen	B x H x T = 103 x 156 x 56 mm
Gewicht	2 kg (inkl. Tragekoffer und Zubehör)
Art.-Nr.	014792615

Den aktuellen Preis finden Sie im Internet unter www.ziemer-chromatographie.de.
oder kontaktieren Sie uns für ein persönliches Angebot unter info@ziemer-chromatographie.de.



ZIEMER Chromatographie

Am Parir 27 · 52379 Langerwehe
Telefon 024 23 / 40493-5 · Fax 024 23 / 40493-88
E-Mail: info@ziemer-chromatographie.de

Besuchen Sie unseren **Online-Shop** unter: www.ziemer-chromatographie.de