

Zertifizierte Probenflaschen & Verschlüsse

(Lieferung nur im Kombi-Set, bestehend aus Flasche mit Verschluss)

Maßgenauigkeit und Reinheit sind grundsätzliche Anforderungen, welche Sie als Anwender an Probenflaschen und Verschlüsse für die Analytik stellen. Sie erreichen höhere Reproduzierbarkeit und vermeiden eventuelle Fehlerquellen von Beginn an. Deshalb wird die Beschaffung von zertifizierten Produkten, welche den geforderten Qualitätsnachweis vorweisen, immer wichtiger.

Dem tragen wir als einer der führenden deutschen Anbieter für qualitativ hochwertiges Chromatographie-Zubehör und -Verbrauchsmaterial durch unser Angebot „Zertifizierte Probenflaschen und Verschlüsse“ Rechnung. Konstant hohe Qualität durch eine umfassende Wareneingangskontrolle waren stets Bestandteil unserer eigenen Ansprüche.



Unser Angebot beinhaltet zwei Zertifizierungsstufen:

Stufe „Cert1“:

Nachweis der Maßgenauigkeit durch ein beiliegendes, chargenbezogenes Material-Zertifikat


Stufe „Cert2“:

Zusätzlich: Nachweis der Reinheit für GC/HPLC-Analytik durch ein beiliegendes, chargenbezogenes Analysen-Zertifikat.

Beispielangebot Kurzgewindeflaschen: (weitere Kombi-Sets auf Anfrage lieferbar)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Flaschentyp	€/Pg. a 100 St. bei Abnahmemenge:		
			10-29 Pg.	30-59 Pg.	ab 60 Pg.
Appendix	Kombi-Set aus: →	BF = mit Beschriftungsfeld FM= Füllmarkierung	-10	-30	-60
1.302817-B-Cert1	1.301101 + 2.301098-Blau	klar-BF-FM			
1.302817-B-Cert2	1.301101 + 2.301098-Blau	klar-BF-FM			
1.302828-B-Cert1	1.301001 + 2.301098-Blau	braun-BF-FM			
1.302828-B-Cert2	1.301001 + 2.301098-Blau	braun-BF-FM			

Aktuelle Preise finden Sie in unserem Webshop



ZIEMER Chromatographie

Postfach 1208 · 52374 Langerwehe
 Telefon 024 23 / 40493-5 · Fax 024 23 / 40493-88
 E-Mail: info@ziemer-chromatographie.de
 www.ziemer-chromatographie.de