



**A-Z Analytik-
Zubehör**

Eine Marke der
Klaus Ziemer GmbH

Herbstangebot 2021

Glasrohre für die Gas-Probennahme

04.10.2021

Glasrohre für die Gas-Probennahme



Probennahmerohre Florisil®

Florisil®-gefüllte Glasrohre werden unter anderem zur Probennahme von Raumluft zur anschließenden PCB-Analytik verwendet. Die ca. 100 mm langen Glasrohre mit einem Innendurchmesser von 8 mm enthalten das mit hervorragenden Adsorptionseigenschaften ausgestattete Magnesiumsilikat Florisil® in höchster Reinheit und Qualität.

Sie werden unter anderem in der PCB-Richtlinie NRW und in der VDI-Norm 2462, Blatt 1 als geeignetes Mittel zur Probennahme von Raumluft empfohlen.

Die Probennahmerohre wurden von einem akkreditierten Labor auf Eignung getestet. Sie enthalten eine Sammelzone und eine Durchbruchzone, welche durch silanisierte Glaswolle voneinander getrennt sind und nach einer Probennahme separat entnommen werden können.

Art.-Nr.	Bezeichnung	€/Pg.
07225110	Pg. a 10 St. Probennahmerohre Florisil®, Länge ca. 100 mm, 2 Zonen 10 mm AD x 8 mm ID, Enden beidseitig verschmolzen	Katalogpreis 81,00 Angebotspreis 72,00

Die Fertigung von Probennahmerohren in anderen Dimensionen und mit anderen Materialien ist nach Kundenwunsch möglich. Bitte fordern Sie in diesem Fall ein individuelles Angebot an.

Sonderpreise in €, netto + MwSt., **keine weitere Rabattierung möglich.**
Lieferungen innerhalb der BRD ab € 300,00 Gesamt-Nettoauftragswert,
auch in Kombination mit anderen Artikeln, frei Haus. **Gültig bis 31.12.2021**



Klaus Ziemer GmbH
Am Parir 27 · 52379 Langerwehe
Telefon 02423 / 40493-5 · Fax 02423 / 40493-88
E-Mail: info@ziemer-chromatographie.de

Besuchen Sie unseren **Online-Shop** unter: www.ziemer-chromatographie.de